

Stützstrümpfe in Bestform

BELSANA 140den in neuer Qualität und brillanteren Farben

Bereits vor der Markteinführung am 14. Januar 2013 können sich die Fachbesucher der Expopharm in München von den Verbesserungen bei den neuen BELSANA 140den überzeugen.

Schon der erste Blick auf die Strümpfe, Schenkelstrümpfe und Strumpfhosen mit aktiver Stützwirkung zeigt: Die Farben wirken frischer. Die drei Hauttöne für helle, mittlere und gebräunte Haut wirken klarer und natürlicher. Das modische dunkle Braun ist etwas heller und erinnert an Schokolade. Ebenfalls aufgehellte wurde der Grauton. Das tiefe Blau hingegen ist noch intensiver. Gleich geblieben ist allein das Schwarz. Doch auch hier gibt es eine Neuerung: Alle Farben ändern die Namen. Inspiriert wurden die neuen Bezeichnungen durch die Natur: Muschel wird zu Kristall, Kandis zu Sand, Caramel zu Bronze, Brenda zu Terra, Nachtblau zu Pazifik, Sinfonie zu Graphit und Schwarz zu Lava. So haben alle Farbnamen etwas mit dem Thema Erde und Stein zu tun. Zur Vereinheitlichung gelten die neuen Namen sowohl für BELSANA140den als auch für BELSANA 70den.

Tragekomfort vom Feinsten

Nicht nur die Farben machen BELSANA 140den besonders: Es sind vielmehr die Verbesserungen, die nicht auf den ersten Blick ins Auge springen. Sie zeigen sich im Alltag, da sie die Passform und somit den Tragekomfort der Stützstrümpfe verbessern. So sind die Strümpfe mit aktiver Stützwirkung nicht nur optisch, sondern auch im Tragegefühl kaum noch von herkömmlichen Strümpfen zu unterscheiden. Insgesamt ist das Gestrück der neuen BELSANA 140den dank eines elastischeren Garns anschmiegsamer. Der neue 140den Stützstrumpf besitzt ein besonders ebenmäßiges und feinmaschiges Gestrück, wirkt transparenter als sein Vorgänger und sitzt durch den sehr weichen Griff angenehm auf der Haut.

Perfekter Sitz

Eine gute Passform der Stützstrümpfe ist wichtig für den Tragekomfort und den täglichen Einsatz der venenunterstützenden Strümpfe. Daher sind Spitze und Ferse der neuen BELSANA 140den überarbeitet worden. Sie passen sich jetzt durch elastischeres Material und eine dazu passende Spitzennaht der Form der Zehen besser an. Zudem sind Ferse und Spitze kleiner und kürzer geworden, sodass sie garantiert im Schuh verschwinden. Auch optisch integrieren sie sich aufgrund einer Farbanpassung besser. Durch eine verkürzte Fußlänge und einen weiteren Umfang am Spann werden ungewollte Falten vermieden.

Dem Trend zu mehr Komfort folgt auch das Slipleibteil: Es ist weiter und elastischer, die Spitzenoptik wechselt von floral zu ornamentartig. Das Komfortleibteil bietet vor allem bei größeren Taillenumfängen ausreichend Platz und Bequemlichkeit.

Breitere und weichere Bündchen beim Kniestrumpf sorgen für einen bequemen Sitz ohne einzuschnüren. Selbiges gilt für den Taillenbund der Strumpfhose: weicher im Griff und breiter in der Optik wirkt er aber auch durch den Verzicht auf die Ripptatik moderner und komfortabler.

BELSANA 70den in optimierter Passform

Die Verbesserungen bei BELSANA 140den wirken sich auch auf die Stützstrümpfe mit geringerer Den-Zahl aus: Die Veränderungen an Spitze und Ferse finden sich bei BELSANA 70den ebenso wieder wie die Optimierung des Slipleibteils und des Taillenbundes. Bei Kniestrümpfen sorgen weichere und breitere Bündchen für mehr Tragekomfort.

Von allen Veränderungen unbeeinflusst ist der physiologisch von unten nach oben abnehmende Druckverlauf. Er unterstützt die Venen-Muskel-Pumpe beim Rücktransport des Blutes aus den Beinen zum Herzen und beugt so müden, schweren Beinen und geschwollenen Knöcheln vor.

Verbindendes Verpackungsdesign

Im Zuge der Verbesserungen hat BELSANA den Look der bewährten Verpackungen überarbeitet. Alle Feinstützstrümpfe präsentieren sich nun durch das gleiche betont feminine Motiv einer Frauentaille auf der Vorderseite und das prägnante BELSANA Logo als Serie. Strumpf oder Strumpfhose? Die Icons auf der Vorderseite der Packung zeigen eindeutig, was drin ist, sodass Verwechslungen und Fehlkäufe erschwert werden. Wie stark die Stützwirkung der Strümpfe ist, lässt sich anhand der Farbtintensität einschätzen: 70den präsentiert sich in hellem Blau, 140den in einem mittleren und 280den in einem dunklen Farbton. Farbliche Aufkleber – von grün für leicht über orange für mittel bis violett für intensiv - dienen zudem als visuelle Trennung der drei Feinstützqualitäten. Zur weiteren Orientierung sowie zur Unterscheidung der vorbeugend wirkenden Stützstrümpfe von den therapeutisch eingesetzten medizinischen Kompressionsstrümpfen trägt die BELSANA Druckskala auf der Rückseite bei. Sie eignet sich auch als anschauliche Beratungshilfe im Verkaufsgespräch. Bei der Farbauswahl unterstützen die neuen Farbmusterlaschen und aktualisierte Farbkarten.